

K40143

動作確認チェックシート

検査日	2022年9月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ラボラトリー・ウォッシャー	電源電圧	三相200V30A	内寸wxdxh	600x600x600
型式	AW62	周波数	(50 / 60)Hz	ポンプ(三相200V)	250W
メーカー名	ヤマト科学	洗浄水温度	45~80℃		
機械Ser.No	56409135	給水圧	1~3Kg/cm ²		
製造年月		外寸wxdxh	600x620x940		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

水道水導入、スタートSW、ON、洗浄サイクル工程及びウォッシュ、リンスのタイマー、ヒーター機能問題無し。

シャワー、OK、ターンテーブル問題無く回転純水すすぎ(ファイナルリンス)には別途装置必要。

ガラス容器の種類によって専用ラック必要(標準外付属品)。

操作部



取扱説明書(有)

付属品



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

