

動作確認チェックシート

検査日	2026年2月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	測長顕微鏡	電源電圧	1相 100V	ストローク	Z軸 150mm
型式	MF-U1030TH	接眼レンズ	10x/24	照明	落射
メーカー名	ミットヨ	対物レンズ	M Plan Apo 2x/5x/10x	デジタルカウンター	mm/E 1/0.5切替有
機械Ser.No	050105			外寸	W900D700H1370
製造年月	年 月	ストローク	X軸300 Y軸100mm	重量	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・照明

落射照明:点灯 及び 調光 確認




・観察

観察サンプル: MitutoyoCHART-001



2x



5x



10x

・通電確認

電源ON(ランプ点灯) 確認

デジタルカウンター表示 確認



・測定

観察サンプル: MitutoyoCHART-001(0.2)/ブロックゲージ1mm



・可動部動作

XY軸動作 確認

Z軸 粗動/微動動作 確認

カウンターリセットSw0表示 確認

・デジタルカウンター

mm/E 1/0.5 切替スイッチ有



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4h]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

