

管理番号

Q40620

動作確認チェックシート

検査日	2026年4月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	生物顕微鏡	電源電圧	AC 100～240V	ステージストローク	X軸78 Y軸54mm
型式	ECLIPSE Ci-L plus	周波数	50/60 Hz	レボルバ	手動(専用6孔状態検出)
メーカー名	ニコン	接眼レンズ	CFI 10x/22	光源	・落射蛍光装置 C I-FL-2 ・蛍光LED光源 D-LED1
機械Ser,No	700391	対物レンズ	Plan 10x/0.25, 20x/0.40, 40x/0.65, 100xA/1.25Oil	外寸	W300 D340 H555
製造年月	年 月			重量	16.2kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・可動部確認

X,Y軸動作確認

Z軸動作確認

位相テーブル動作確認


XY



Zステージ



・観察



※Mitutoyo 校正用チャート001使用

・通電確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[5.5H]

検査担当者[Kugizaki]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

